



TECHNISCHES DATENBLATT

Medizinische Gesichtsmaske

(MNS) Mund-Nasen-Schutz aus leichtem Non-Woven-Stoff mit extra weichen Ohrschlaufen und formbarem Nasenbügel für einen angenehmen Tragekomfort.

KSI CARE SERIE

Medizinische Gesichtsmaske

KSi Artikel-Nr.: 128-KSi-Care-Medizinische Gesichtsmaske

ZERTIFIZIERUNGEN / PRODUKTBEZOGENEN NORMEN

Masken der Marke BRI erfüllen folgende Normen

Normen: Typ IIR, CE-zertifiziert nach EN14683:2019

Art der Einzelverpackung: 50 Stück / Box

Art der UVE: Designkarton

Herstellerland: Volksrepublik China

PRODUKTBESCHREIBUNG / MATERIAL

- Bakterielle Filter Effizienz (BFE) $\geq 98\%$
- 3-lagige Filterschicht
 - Außenschicht:** Non-woven-Stoff
 - Filter:** Schmelzgeblasener Stoff
 - Innenschicht:** Non-woven-Stoff
- latexfrei, glasfaserfrei, nicht steril
- Größe: 9,5 x 17,5 cm

MERKMALE

NR (non reusable) = Für den einmaligen Gebrauch.

Atmungsaktives Material ermöglicht müheloses Ein- und Ausatmen.

Die Maske hat eine optimale Passform durch zwei elastische Gummibänder.

Hoher Tragekomfort durch weiche Ohrschlaufen

Stand 2020

Seite 1 / 3

better.together



EINSATZBEREICHE

Für den medizinischen und alltäglichen Gebrauch.
Die Maske deckt Mund, Nase und Kinn ab um als Schutzbarriere das Risiko einer direkten Übertragung von infektiösen Keimen durch Husten und Niesen zu blockieren.

VERPACKUNG

Menge Innenverpackung	50 Stück pro UVE
Menge Außenkarton	2000 Stück im Masterkarton
Voll-Palette	32.000
L x B x H Außenkarton in cm	55 x 41 x 43 cm
Volumen in m ³ Außenkarton	0,097
Bruttogewicht Außenkarton in Kg.	9,5

AUSZEICHNUNG

Zolltarifnummer	63079098990
Mindesthaltbarkeit	2 Jahre

AUFSETZANLEITUNG



1 Vor dem Nutzen der Maske, gründlich die Hände mit Seife waschen oder Desinfektionsmittel verwenden.



2 Setzen Sie die Maske auf Nase und Mund mit der farbigen Seite nach außen und dem Clip nach Oben. Ziehen Sie die Gummibänder über die Ohren.



3 Drücken Sie den Nasenclip um Ihn anzupassen und einen optimalen Halt auf der Nase zu haben.



4 Stellen Sie die Maske so ein, dass sie die Nase bis zum Unterkiefer bedeckt, um die beste Schutzwirkung zu erzielen.



Zum Abnehmen der Maske: Nehmen Sie die Maske von hinten ab (berühren Sie nicht die Vorderseite); reinigen Sie die Hände mit alkoholischen Handreibern oder Seife und Wasser.

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.